

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения

ЭЛЬФАСЕПТ®МОРЕ

Регистрационный номер: N ФСЗ 2012/11896

Торговое название препарата: Эльфасепт®МОРЕ

Международное непатентованное название: морская вода

Форма выпуска: спрей назальный

Состав

Средство для промывания полости носа для детей и взрослых Эльфасепт®МОРЕ

В 100 мл раствора содержится: соль морская – 0.9 г, бензалкония хлорид – 0.01 г, вода очищенная до 100.0 мл.

Средство для промывания полости носа для детей и взрослых Эльфасепт®МОРЕ Пантенол

В 100 мл раствора содержится: соль морская – 0.9 г, декспантенол – 2.0 г, бензалкония хлорид – 0.01 г, вода очищенная до 100.0 мл.

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость

Средство для промывания полости носа для детей и взрослых выпускается во флаконах из ПЭТФ с дозирующим распыляющим устройством, защитным колпачком и защелкой- предохранителем от случайного разбрызгивания.

Свойства

- Тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки. Активно очищает их от бактерий, вирусов, аллергенов, корок, слизи, частиц пыли.
- Способствует уменьшению отека слизистой и восстановлению носового дыхания.
- Увлажняет и снимает раздражение.
- Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия. Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа и носоглотки.

Показания к применению

Использование средства для промывания полости носа ЭЛЬФАСЕПТ®МОРЕ рекомендовано для ежедневного применения:

- **Увлажнения** слизистой носа в условиях чрезмерно сухого воздуха при работе нагревательных приборов или кондиционирования воздуха в помещении.
- **Удаления** слизистого секрета из полости носа при насморке и аллергических состояниях.
- **Защиты** слизистой носа от раздражающего действия загрязнений окружающей среды и оседания патогенной флоры в период повышенной заболеваемости ОРВИ.
- **Подготовки** слизистой оболочки носа к применению лекарственных средств.
- **Промывания** полости носа при ощущении сухости слизистой оболочки носа, насморке, заложенности носа, аллергических состояниях. Спрей ЭЛЬФАСЕПТ®МОРЕ очищает слизистую носа и обеспечивает ее увлажнение при раздражении и сухости, связанных с насморком и симптомами аллергии.

Применение спрея серии ЭЛЬФАСЕПТ®МОРЕ- это естественный способ очищения и увлажнения слизистой оболочки носа.

Способ применения

Для профилактики и ежедневной гигиены: орошать полость носа 2–4 раза в сутки или чаще при необходимости.

1. Удалить блокировочную защелку, расположенную на дозаторе.
2. Снять защитный колпачок с дозатора.
3. Ввести наконечник дозатора в носовой ход.
4. Слегка надавить на основание наконечника, распыляя спрей в носовой ход.
5. Высморгаться.

6. Повторить процедуру для второго носового хода.
7. После применения необходимо вымыть и просушить распыляющий наконечник.
8. Закрыть распыляющий наконечник защитным колпачком.

Для соблюдения правил гигиены каждый флакон следует использовать только для одного пациента.

Срок годности

3 года.

Условия хранения.

Хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте. Не следует применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Производитель.

Фармацевтическая компания ЗАО «Научно-производственный центр «Эльфа».
Произведено ООО ЭСЕНСА, Белград, Сербия.

Адрес в России:

ЗАО НПЦ «Эльфа»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14
Тел./факс: 8 (495) 785-51-30